

警告

- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。
また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。

注意

- 破損の恐れがありますので、落とすなど強い衝撃を与えないでください。
- アルコール、有機系薬品の入っている溶剤は使用しないでください。レンズが変色や破損をすることがあります。
- レンズの汚れはレンズ拭き等で優しく拭き取ってください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

ESCHENBACH

bright field magnifiers

デスクトップルーペ No.1421

取扱説明書

この度は、ドイツ・エッセンバッハの『デスクトップルーペ』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。


保証書

商 品 名 デスクトップルーペ No.1421
お買上 年月日 年 月 日
お買上 店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiwase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

■ No. 1421 には文字を読みやすくする
ガイドラインシート付き。



読みたい場所に赤いラインをあてて使用しますと、
一度見た字から目を離した後、もう一度見たい場合に
非常に便利です。

■ レンズのガードリング、
ガイドラインシートは取り外せます。

- 1、ガードリングの下部を
片手で押さえ、もう一方
の手で枠の上部を反
時計回りに回してくだ
さい。



- 2、シートを外して再度ルーペを入れ、ガードリング
上部を組み合わせて下さい。



■ 品番	1421	■ 倍率	1.8倍
■ 本体サイズ	74 mm φ × 45 mm	■ レンズサイズ	65 mm φ
■ レンズ材質	光学ガラス	■ 原産国	ドイツ