

⚠ 厳重警告

- LEDライトは絶対に直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- ルーペのレンズは「集光作用」により火災の原因になったり、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光などの強い光の下に放置することは絶対に避けてください。また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。
- 保管時には絶対にレンズをむき出しにしないでください。

⚠ 厳重注意

- 長い間ご使用にならない時は、電池を取り出しておいてください。液漏れ等による故障が生じる場合があります。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 電池のプラスとマイナス方向を正しく入れてください。
- 電池は火中に投げないでください。怪我のもととなることもあります。

ESCHENBACH

easy pocket イージーポケットシリーズ**取扱説明書**

この度は、ドイツ・エッセンバッハの『イージーポケット』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。


保証書

商品名	イージーポケットシリーズ
お買上年月日	年 月 日
お買上店名印	

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp



- *「イージーポケットXL」
 ・スタンドルーペとして使用できます

◆ LEDライト付カード型ルーペ 「イージーポケット」

- No.1521-10/11 ブラック・シルバー 倍率3倍(8Dpt.)
- No.1521-22 メタリックブルー 倍率4倍(16Dpt.)
- No.1521-33 ホワイト 倍率6倍(24Dpt.)

●仕様

- ・レンズサイズ 46×50×厚さ3mm
- ・ボタン型電池(CR2025×2)付
 (付属電池はテスト用ですので、新しい電池をご用意ください。)

◆ LEDライト付カード型ルーペ 「イージーポケットXL」

- No.1522-11 シルバー 倍率2.5倍(6Dpt.)

●仕様

- ・レンズサイズ 50×75×厚さ4mm
- ・ボタン型電池(CR2032×2)付
 (付属電池はテスト用ですので、新しい電池をご用意ください。)

■共通

- ・材質 本体:ガラスファイバー加工強化プラスチック
 レンズ:PXM光学樹脂
- ・ドイツ製

■レンズの出し入れ・電池ボックスの取扱方法はHPをご覧ください。



<https://www.eschenbach-optik.co.jp/main/index.php/archives/product/1521>
 (商品ページ)

<https://www.eschenbach-optik.co.jp/main/wp-content/uploads/2024/05/82c6ff6ade50347eeacbc462d3834b55.pdf> (電池交換方法はこちらへ)