

A6 表面（外側）

山折

ESCHENBACH

biconvex magnifiers

広視野ルーペ No.2642シリーズ

取扱説明書

この度は、ドイツ・エッセンバッハの『広視野ルーペ』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。

保証書

商品名	広視野ルーペ	No.2642	シリーズ
お買上年月日	年	月	日
お買上店名印			

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

警告

- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。
また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。

注意

- 破損の恐れがありますので、落とすなど強い衝撃を与えないでください。
- アルコール、有機系薬品の入っている溶剤は使用しないでください。レンズが変色や破損をすることがあります。
- レンズの汚れはレンズ拭き等で優しく拭き取ってください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

A6 裏面 (内側)

谷折

- レンズの両面から拡大できるバイコンベックスレンズ
- エッセンバツハの独自開発PXM光学樹脂レンズ採用
 - 透明度が高く、明るく拡大
 - いつまでも透明、にごらない
 - 軽量だから手が疲れにくい
 - ゆがみが少ない
- 透明フレームで視界が広く取れます
- グリップに高倍率小レンズ(5倍)付
- 首から下げられます(ひも付)



表示は 2642-120 の場合

	倍率	Dpt.	レンズサイズ	レンズ材質	レンズ種類	本体サイズ
2642-65	3	7.7	65mm φ	PXM 光学樹脂	バイコン ベックス (両面可視)	70 × 179 × 12mm
2642-80	2.3	5.4	80mm φ			90 × 200 × 16mm
2642-100	2	4.1	100mm φ			108 × 234 × 16mm
2642-120	1.9	3.4	120mm φ			128 × 253 × 19mm
2642-840	2.4	5.7	40 × 80mm			レンズ部 53 × 92 × 15mm(グリップ長 127mm)
2642-150	2	4.0	50 × 100mm			レンズ部 61 × 110 × 16mm(グリップ長 127mm)
2642-1255	1.85	3.3	55 × 120mm			レンズ部 67 × 130 × 18mm(グリップ長 140mm)

■ドイツ製